

Unitape

Unitape


Информация для заказа

Unitape T Plus

Артикул: KIT-UNITAPE-TPLUS
1 Сетчатый имплант Unitape T Plus
2 TOT иглы

Unitape VS

Артикул: KIT-UNITAPE-VS
1 Сетчатый имплант Unitape VS
2 иглы Unitape VS



(495)921-30-88
info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
www.promedon.ru

Promedon
People + Innovation

www.promedonproducts.com

B-30-11(05)/05-JUL-2017

CE 0197



Субуретральный
полипропиленовый слинг.
Правильный выбор.

Promedon
People + Innovation



Unitape

Самый простой способ
лечения стрессового
недержания мочи у женщин
при помощи слинговых
технологий.

Гибкость

Превосходная гибкость системы Unitape позволяет хирургам выбрать наиболее удобный способ проведения операции в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациента.

Надежность

Оптимальная плотность и пористость сетчатого импланта обеспечивают превосходное прорастание тканями, а также, минимизируют риск эрозий и инфекционных осложнений.

Низкая эластичность Unitape обеспечивает точную интраоперационную установку и не создает чрезмерного натяжения. Термическая обработка краев импланта не позволяет им расстаться со временем.

Клинические исследования доказали эффективность лечения стрессового недержания мочи у женщин (отрицательный кашлевый тест у 88% пациенток).⁽¹⁾

Unitape tplus

ТРАНСОБТУРАТОРНЫЙ ДОСТУП

В систему Unitape T Plus входят: один трансобтураторный слинг из макропористой монофиламентной полипропиленовой сетки и 2 полукруглые иглы.

Простая и безопасная процедура установки трансобтураторным доступом

- Система Unitape T Plus может быть установлена как методом "in-out", так и методом "oui-in".

Иглы с анатомическим изгибом

- Легкая и точная установка импланта благодаря иглам специальной конструкции.
- Эргономичные ручки обеспечивают хорошую маневренность движений хирурга во время операции.

С 2006 выполнено более 100.000 операций.

Unitape VS

ПОЗАДИЛОННЫЙ ДОСТУП

Система Unitape VS включает в себя один слинг из макропористой монофиламентной полипропиленовой сетки и две изогнутые иглы.

Выбор хирургического доступа

- В комплект системы входят две специально разработанные изогнутые иглы для проведения операции методом "in-out" или "oui-in".

Универсальные иглы


- Изгиб игл обеспечивает минимальноинвазивное введение, безопасную и точную установку импланта.

Успешное проведение операций 91,3%⁽²⁾

1. Mehmet Bilgehan Yuksel, Osman Kose , Ayhan Karakose, Sacit Nuri Gorgel, Yuksel Yilmaz, Bilal Gumus Celal Bayar, University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir University, School of Medicine, Department of Urology, Turkey.
The Comparison of Short Term Results of Transobturator Tape and Single Incision Midurethral Sling Procedures. Int J Women's Health Reproduction Sci 2013; Vol. 1, No. 3, Autumn.

2. JProspective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study.
Michaela Jurakova1 & Martin Huser2 & Ivan Belkov2 & Petr Janku2 & Robert Hudecek2 & Petr Stourac3 & Jiri Jarkovsky4 & Pavel Ventruha2
University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir University, School of Medicine, Department of Urology, Czech Republic.
Int Urogynecology Journal 2015

Комплект для трансвагинального
хирургического доступа



Комплект для позадилоного
хирургического доступа

