

Каталог продукции

Средства ухода за стомой,
средства ухода при нарушении
мочеиспускания и дефекации,
средства ухода за ранами
и кожей

SenSura®
Alterna®
Brava®
Coloplast®
Easicath®
Speedicath®
Conveen®
Peristeen®
Comfeel®
Biatain®
Purilon®



18+

 **Coloplast**

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ
И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

О КОМПАНИИ

История компании «Колопласт» началась в 1954 г., когда медсестра Элиза Соренсен обратилась к бизнесмену Аагэ Луис-Хансену со своим изобретением — калоприемником на клеевой основе. Элиза пыталась помочь своей сестре Торе, которая после стомирования перестала выходить на улицу, опасаясь, что кишечное отделяемое будет протекать и появится неприятный запах. И чтобы помочь сестре, Элиза придумала калоприемник на клеевой основе.



Аагэ не сразу осознал важность изобретения Элизы Соренсен. Однако его жена Джоана, в прошлом также медицинская сестра, сумела убедить мужа. В 1955 году был изготовлен первый в мире калоприемник на клеевой основе, который плотно прилегал к телу, препятствуя протеканию. Это простое, но чрезвычайно необходимое изобретение позволило Торе и тысячам людей во всем мире вернуться к нормальной жизни.



4 сентября 1957 года была основана компания «Колопласт А/С» (Дания), и производство калоприемников было поставлено на промышленную основу.

Сейчас более 90% выпускаемой компанией продукции предназначено для мирового рынка. Продукция Колопласт представлена во всех странах мира, дочерние компании и представительства находятся более чем в 50 странах. Производственные мощности Колопласт расположены в Дании, Франции, Венгрии, США, Коста-Рике и Китае.

В разработке продукции Колопласт участвуют специалисты и пользователи продукции. На протяжении многих лет компания проводит систематическую оценку отзывов пользователей и специалистов о качестве своей продукции. Рекомендации и идеи, полученные от специалистов и потребителей, позволяют компании постоянно улучшать качество выпускаемой продукции и внедрять новые изделия, соответствующие передовым методам лечения и реабилитации.

Колопласт специализируется в разработке и производстве средств ухода за стомой, средств ухода при нарушении мочеиспускания и дефекации, средств ухода за кожей и ранами.

Отдельным направлением деятельности является производство хирургической и урологической продукции Coloplast® Эндоскопическая урология, ассортимент которой представляет широкий спектр расходных материалов для эндоурологии, протезирования и имплантации.

СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ


Ассортимент средств ухода за стомой включает в себя однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники, а также аксессуары.

Однокомпонентный калоприемник или уроприемник — это неразъемный стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной.

Двухкомпонентный калоприемник или уроприемник представляет собой разъемные адгезивную пластину и стомный мешок, которые соединяются между собой с помощью фланцевого соединения, при этом размер (диаметр) фланца пластины должен соответствовать размеру фланца стомного мешка.

Однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники имеют два типа стомных мешков: дренируемые и недренируемые, а уроприемники только дренируемые уростомные мешки.

Адгезив (клеевая пластина) — это наиболее важный элемент в калоприемнике. Современные гидроколлоидные адгезивы калоприемников и уроприемников компании «Колопласт» обеспечивают герметичное приклеивание к передней брюшной стенке и устойчивы к эрозии, т. е. защищают кожу от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой. Они также обладают способностью абсорбировать влагу стомы и кожи, позволяют сохранить нормальное состояние кожи под пластиной. Адгезивы «Колопласт» отличаются высокой гибкостью, способны следовать естественному рельефу кожи, не стесняют движений. Кроме того, они легко и полностью удаляются, не травмируя при этом кожу перистомальной области.



Стомные мешки калоприемников и уроприемников «Колопласт» изготовлены из бесшумной, не пропускающей запах, многослойной пленки, имеют герметичную лазерную запайку, оснащены угольными фильтрами, нейтрализующими запах, и мягким нетканым покрытием или подложкой, позволяющими коже под калоприемником дышать.

Уроприемники имеют встроенный антирефлюксный клапан, предотвращающий обратный заброс мочи, и удобный сливной клапан для дренирования мешка.

Отличительной особенностью двухкомпонентных калоприемников и уроприемников «Колопласт» является фланцевое соединение с замком-защелкой.

Средства ухода за стомой и аксессуары «Колопласт» позволяют удовлетворить индивидуальные потребности стомированных людей.

SenSura® калоприемники и уроприемники

Ассортимент средств ухода за стомой SenSura® (СенШура) представляет собой новейшие однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники.

Адгезив SenSura®

Клеевой слой SenSura® представляет собой двухслойный гидроколлоидный адгезив, созданный с применением импрессионной технологии. Темный нижний слой адгезива пластины обеспечивает абсорбцию и защищает кожу в перистомальной области от раздражения, поддерживает естественный pH кожи. Устойчивый к эрозии светлый верхний слой защищает нижний темный слой адгезива и кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи.

Клеевой слой SenSura® обеспечивает адгезию, гибкость, абсорбцию, устойчивость к эрозии и безболезненное удаление.

Тисненая поверхность и овальная форма адгезива способствуют улучшению гибкости по всем направлениям.

Адгезив SenSura® имеет несколько модификаций для различных видов продукции.

Многослойный угольный фильтр (в двух модификациях: для дренируемых и недренируемых калоприемников) обеспечивает нейтрализацию запаха, отток воздуха, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур.

Калоприемники и уроприемники SenSura® имеют **двустороннее мягкое нетканое покрытие** из прочного, антистатического, водоотталкивающего материала.

Встроенная застежка на липучке дренируемых калоприемников SenSura® надежна, гигиенична и удобна. Ее можно спрятать под нетканое покрытие мешка.

Многокамерный мешок уроприемников SenSura® разделен на внутренние карманы-камеры, сохраняющие плоскую форму мешка и не позволяющие содержимому уроприемника плескаться.

Антирефлюксный клапан уроприемников SenSura® предотвращает обратный заброс мочи.

Удобный сливной клапан уроприемников SenSura® из мягкого пластика позволяет гигиенично дренировать мешок.

Калоприемники и уроприемники SenSura® имеют **анатомическую форму**, что делает их удобными и незаметными под одеждой.

Специальное **окно для визуального наблюдения** за стомой послеоперационных калоприемников SenSura® позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник. Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

Механическое фланцевое соединение с замком-защелкой двухкомпонентных калоприемников и уроприемников SenSura® Click (Клик) обеспечивает надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины, позволяет установить мешок на пластине, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.

Однокомпонентные калоприемники и уроприемники SenSura®



Дренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
155800	10 – 76	30	480
155090 конвексный	15 – 43	10	160



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
154800	10 – 76	30	240



Уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
118040	10 – 76	20	200



Послеоперационный калоприемник с окном

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
190210	10 – 115	6	24

Двухкомпонентные калоприемники и уроприемники SenSura®

SenSura® пластины



SenSura® Click (Клик)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100110	40	10 – 35	5	160
100210	50	10 – 45	5	160
100310	60	10 – 55	5	160
100410	70	10 – 65	5	160



SenSura® Click Xpro (Клик Экспро) для илео-/ и уростом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100150	40	10 – 35	5	160
100250	50	10 – 45	5	160
100350	60	10 – 55	5	160



SenSura® Click (Клик) конвексные для втянутых стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
110210	50	15 – 33	5	80
110310	60	15 – 43	5	80



SenSura® Click Xpro (Клик Экспро) конвексные для втянутых стом

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
110150	40	15 – 23	5	80
110250	50	15 – 33	5	80
110350	60	15 – 43	5	80



Дренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
103640	40	30	360
103650	50	30	360
103660	60	30	360
103670	70	30	360



Недренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
101640	40	30	360
101650	50	30	360
101660	60	30	360
101670	70	30	360



Уростомные

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
118540	40	30	240
118550	50	30	240
118560	60	30	240

Двухкомпонентные калоприемники с адгезивным фланцевым соединением SenSura® Flex

Калоприемники SenSura® Flex предназначены для ухода за осложненными стомами: с грыжами, пролапсами и стомами большого диаметра.

SenSura® Flex — это гибкий двухкомпонентный калоприемник, в котором мешок наклеивается на пластину.


Адгезивное фланцевое соединение

Адгезивный губчатый фланец стомных мешков SenSura® Flex позволяет надежно закрепить мешок на фланце пластины, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку.



SenSura® Flex пластины

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
101030	70	10 – 68	10	280
101080	90	10 – 88	5	220



SenSura® Flex недренируемые стомные мешки

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
109180 непрозрачный	70	30	480
109910 непрозрачный, XXL	90	30	240



SenSura® Flex дренируемые стомные мешки

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
103270 прозрачный	70	30	480
103280 непрозрачный	70	30	480
103900 прозрачный	90	30	360
103910 непрозрачный, XXL	90	30	360

Alterna® калоприемники и уроприемники нового поколения

Ассортимент средств ухода за стомой Alterna® (Алтерна) нового поколения представлен одно- и двухкомпонентными калоприемниками и уроприемниками Alterna® для взрослых и детей и одно- и двухкомпонентными калоприемниками Alterna® Free (Алтерна Фри).

Адгезив (клеевая пластина) Alterna® нового поколения

Спиралевидный гидроколлоидный адгезив Alterna® (Алтерна), состоящий из двух чередующихся адгезивов, обеспечивает надёжность и комфорт.

Надежность

- Надежно приклеивается к коже вокруг стомы и безболезненно отклеивается
- Устойчив к эрозии, защищает кожу от раздражения

Благоприятное воздействие на кожу

- Впитывает влагу кожи, позволяет коже дышать
- Поддерживает нормальный уровень pH кожи

Комфорт

- Гибкий, комфортен на теле
- Зоны гибкости по внешнему краю позволяют пластине надежно приклеиваться на неровности тела и кожи и не стеснять движений

Адгезив Alterna® имеет несколько модификаций для различных видов стом и типов кожи. Адгезив калоприемников Alterna® Free (Фри) имеет овальную форму.

Многослойный встроенный фильтр

Многослойный встроенный угольный фильтр калоприемников Alterna® и Alterna® Free (Фри) способствует устранению запаха, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур.

Мягкая нетканая подложка калоприемников и уроприемников Alterna®, прилегающая к коже, и двустороннее мягкое нетканое покрытие калоприемников Alterna® Free (Фри) обладают водоотталкивающими свойствами.

Гибкий клеящийся зажим дренируемых калоприемников Alterna® надежен, удобен и незаметен под одеждой.

Встроенная застежка однокомпонентных и двухкомпонентных дренируемых калоприемников Alterna® Free (Фри) удобна, легко закрывается и фиксируется с помощью липучек. Застежку можно убрать под нетканое покрытие мешка.

Сливной клапан уроприемников Alterna® из мягкого пластика надежен и удобен в применении.


Антирефлюксный клапан предотвращает обратный заброс мочи в уростому.

Съемное окно для визуального наблюдения за стомой послеоперационных калоприемников Alterna® позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник. Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

Механическое фланцевое соединение с замком-защелкой двухкомпонентных калоприемников и уроприемников Alterna® и Alterna® Free (Фри) позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины.

Дренируемые и недренируемые стомные мешки Alterna® Free (Фри) совместимы со всеми пластинами Alterna®, при этом фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины.

Однокомпонентные калоприемники Alterna® / Alterna® Free (Фри) и уроприемники Alterna®



Дренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
175000	12 – 75	30	360
175020 средний	12 – 65	30	480
175110 конвексный	15 – 43	10	160



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
135330	20 – 75	30	480



Дренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174500	10 – 70	30	480
174550 прозрачный	10 – 70	30	480
126800 прозрачный	10 – 80	30	360



Недренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174050	10 – 70	30	480



Уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174771	10 – 55	20	200

Однокомпонентные калоприемники и уроприемники

Alterna®



Мини кап

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174440	20 – 55	30	300



Послеоперационный калоприемник с окном

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
128000	10 – 70	6	72
128020	10 – 100	6	72



Детский дренируемый калоприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174670	10 – 35	30	480



Детский уроприемник

Код товара	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
174800	10 – 35	20	320

Двухкомпонентные калоприемники
Alterna® / Alterna® Free (Фри) и уроприемники Alterna®
Alterna® пластины



Alterna® Wear Life (Вэр лайф)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
177010	40	10 – 35	5	150
177060	50	10 – 45	5	150
177100	60	10 – 55	5	150



Alterna® Extra (Экстра)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
177160	40	10 – 35	5	150
177190	50	10 – 45	5	150
177200	60	10 – 55	5	150



Alterna® Long Wear (Лонг Вэр)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
131710	40	10 – 35	5	150
131810	50	10 – 45	5	150
131910	60	10 – 55	5	150



Alterna® Easy Removal (Изи Римвул) конвексные Light (Лайт)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
142610	40	15 – 23	5	150
142620	50	15 – 33	5	150
142630	60	15 – 43	5	150

Alterna® пластины



Alterna® Wear Life (Вэр Лайф) конвексные Deep (Дип)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
177460	50	15 – 33	5	150
177500	60	15 – 43	5	150



Alterna® Extra (Экстра) конвексные Light (Лайт)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
177370	50	15 – 33	5	150
177410	60	15 – 43	5	150



Alterna® Extra (Экстра) конвексные Deep (Дип)

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
177610	40	15 – 23	5	150
177620	50	15 – 33	5	150
177630	60	15 – 43	5	150

Alterna® Free (Фри) стомные мешки



Дренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
139840	40	30	360
139850	50	30	360
139860	60	30	360



Недренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
176500	40	30	360
176510	50	30	360
176520	60	30	360

Alterna® стомные мешки



Дренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
176200	40	30	480
176210	50	30	480
176220	60	30	480



Недренируемые

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
176000	40	30	480
176010	50	30	480
176020	60	30	480



Уростомные

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
176370	40	20	200
176380	50	20	200
176390	60	20	200

Двухкомпонентные калоприемники Coloplast®

Адгезивная пластина Coloplast® имеет двухслойный гидроколлоидный адгезив импрессионной структуры с защитным покрытием, фланец с креплениями для пояса.

Прозрачный дренируемый стомный мешок Coloplast® оснащен двусторонним мягким нетканым покрытием, встроенной застежкой на липучке, фильтром, фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине.



Coloplast® пластина

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
100451	70	10 – 65	5	160



Coloplast® дренируемый стомный мешок

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
103871 прозрачный	70	30	360

Двухкомпонентные педиатрические калоприемники Easiflex® с адгезивным фланцевым соединением

Калоприемники Easiflex® показаны для ухода за стомами у новорожденных детей.

Дренируемые стомные мешки Easiflex® со встроенной застежкой на липучке и фильтром представлены в двух вариантах: прозрачные с нетканой подложкой и прозрачные с двусторонним нетканым покрытием с рисунком.

Стомный мешок соединяется с пластиной посредством адгезивного фланцевого соединения, т. е. мешок наклеивается на пластину.



Easiflex® пластины педиатрические

Код товара	Диаметр фланца, мм	Вырезаемое отверстие, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
178280	17	0 – 15	10	560
178290	27	0 – 25	10	560



Easiflex® дренируемые стомные мешки, педиатрические

Код товара	Диаметр фланца, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
146810 прозрачный	17	30	480
146820 прозрачный	27	30	480
146910 с рисунком	17	30	480
146920 с рисунком	27	30	480

АКСЕССУАРЫ

Alterna® Conseal® тампон для стомы

Тампон для стомы Alterna® Conseal® (Алтерна Консил) используется для временного блокирования выделений из стомы. Тампон покрыт растворимой пленкой и установлен на адгезивную пластину Alterna®. Пластина оснащена фильтром, способствующим удалению запаха и выпускающим воздух. Тампон не следует применять людям с илеостомами. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.



Alterna® Conseal® тампон для стомы

Код товара	Диаметр стомы/ длина тампона, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
014350	20 – 35/35	10	100
014850	35 – 45/35	10	100

Alterna® пояс для калоприемников и уроприемников

Пояс Alterna® применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируется по длине.



Alterna® пояс для калоприемников и уроприемников

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
004210	10	100

Coloplast® стержень для стомы

Стерильный стержень для стомы Coloplast® (Колопласт) используется для временной фиксации петлевой стомы.



Coloplast® стержень для стомы, стерильный

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
128140	10	160

Filtrodor® угольный фильтр

Угольный фильтр Filtrodor (Филтродор) способствует нейтрализации запаха и выпускает воздух из калоприемника. Угольный фильтр Filtrodor на адгезивной основе предназначен для использования с калоприемниками, не имеющими фильтра.



Filtrodor® угольный фильтр

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
005090	300	3000

СРЕДСТВА УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Comfeel® защитный крем

Защитный крем Comfeel® (Комфил) для кожи вокруг стомы — это профилактическое увлажняющее средство, восстанавливающее нормальный pH кожи, способствующее заживлению кожи.



Comfeel® защитный крем

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047200	Туба 60 мл	6	60

Comfeel® очиститель (клинзер)

Очиститель для кожи вокруг стомы Comfeel® (Комфил) заменяет воду, бережно очищает кожу вокруг стомы, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей.



Comfeel® очиститель (клинзер)

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047100	Флакон 180 мл	6	60



Comfeel® очиститель (клинзер)

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
047150	Салфетки	30	600

Coloplast® пудра абсорбирующая

Абсорбирующая пудра Coloplast® предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, впитывает экссудат, образуя защитный гидроколлоидный гель, уменьшает раздражение кожи.



Coloplast® пудра абсорбирующая

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
019070	Флакон 25 мг	16	192

Conveen® защитная пленка «Преп»

Защитная пленка Conveen® (Конвин) Преп предназначена для защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала.



Conveen® защитная пленка «Преп»

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
620420	Салфетки	54	648

Coloplast® паста

Паста Coloplast® (Колопласт) в тубе применяется для выравнивания и защиты кожи вокруг стомы и герметичного приклеивания пластины калоприемника (уроприемника).



Coloplast® паста

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
026500	Туба 60 г	12	120

Средства ухода за кожей Brava®

Аксессуары Brava® представляют собой средства для защиты от протекания и ухода за кожей нового поколения.

Моделируемое защитное кольцо Brava®

Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи.

Эластичная пластина-полукольцо Brava®

Эластичное гидроколлоидное полукольцо применяется для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника).

Очиститель Brava® для удаления адгезивов

Очиститель для удаления адгезивов (спрей) на силиконовой основе используется для отклеивания пластин калоприемников (уроприемников), а также для удаления остатков адгезивов.

Защитная пленка Brava® (спрей, салфетки)

Защитная пленка — прозрачная жидкость на силиконовой основе, не содержит спирт, защищает кожу от агрессивного воздействия мочи и кала, повреждений при отклеивании калоприемников (уроприемников) и удалении адгезивов.

Защитный крем Brava®

Увлажняющее водоотталкивающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или свища, защиты кожи от раздражения, увлажняет и способствует заживлению сухой раздраженной кожи, восстанавливает нормальный pH кожи.

Пудра абсорбирующая Brava®

Пудра абсорбирующая для ухода за раздраженной мацерированной кожей поглощает экссудат и избыточную влагу, сохраняя перистомальную область сухой и уменьшая раздражение кожи.

Паста Brava®

Моделирующаяся паста, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или свища.



Паста в полоске Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
026555	Полоска 6 г	10	640



Моделируемое защитное кольцо Brava®

Код товара	Толщина	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120305	2.0 мм	30	180
120425	4.2 мм	30	180



Эластичная пластина-полукольцо Brava®

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120700	20	480



Очиститель Brava® для удаления адгезивов

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120105	Спрей 50 мл	1	48



Защитная пленка Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120205	Спрей 50 мл	1	48
120215	Салфетки	48	960



Защитный крем Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
120005	Туба 60 мл	1	48



Пудра абсорбирующая Brava®

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
019075	Флакон 25 г	16	192



Пояс Brava®

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
004215	15	120

СРЕДСТВА УХОДА ПРИ НАРУШЕНИИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И ДЕФИКАЦИИ

Ассортимент средств ухода при нарушении мочеиспускания и дефекации Колопласт включает в себя технические средства реабилитации при задержке мочи у мужчин и женщин, недержании мочи у мужчин, недержании кала.

СРЕДСТВА ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МОЧИ

Ассортимент средств при задержке мочи включает в себя лубрицированные катетеры и наборы для периодической катетеризации и самокатетеризации.

В среднем, пациент катетеризируется около 2 000 раз в год. Чтобы сохранить мочевыводящую систему в нормальном состоянии, необходимо защищать уретру от повреждений, инфекций и других возможных осложнений.

Покрытие катетера играет важную роль в защите уретры. Все катетеры Колопласт имеют зафиксированное покрытие и используют технологию лубрикации тройного действия.

Технология лубрикации тройного действия — когда покрытие остается:

- зафиксированным
- гладким
- увлажненным*

Безопасность и легкость использования лубрицированных катетеров EasiCath® (Изикет) и SpeediCath® (Спидикет) позволяет осуществлять периодическую катетеризацию самостоятельно, без привлечения медицинского работника. Это значительно повышает качество жизни, обеспечивая независимость от ухаживающего персонала, незаметность существующей интимной проблемы, максимальные возможности для двигательной, социальной, семейной и бытовой реабилитации.

Технология лубрикации тройного действия

Покрытие остается:



Зафиксированным

Покрытие остается зафиксированным во время введения и извлечения благодаря запатентованному базовому покрытию, которое ковалентно связывается с поверхностью катетера для равномерного покрытия без сухих пятен.



Гладким

Катетер остается гладким, потому что полимерное верхнее покрытие обеспечивает превосходное водопоглощение, низкое трение, плавное введение и уменьшение дискомфорта.



Увлажненным*

Катетер остается увлажненным благодаря специальному раствору на водной основе, который набухает и мгновенно делает его готовым к использованию.

**для EasiCath — после активации лубриканта водой*

EasiCath® катетеры для самокатетеризации лублицированные

Катетер EasiCath® (Изикет) — катетер для самокатетеризации лублицированный с зафиксированным гидрофильным покрытием, который необходимо активировать водой.

В ассортименте представлены катетеры EasiCath® мужские, женские, детские с прямым (Нелатон) или изогнутым (Тиманн) наконечником, различных размеров по Шарьеру.



Мужские, тип Нелатон


Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053480	08	25	300
053500	10	25	300
053520	12	25	300
053540	14	25	300
053560	16	25	300
053580	18	25	300

Женские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053680	08	25	300
053700	10	25	300
053720	12	25	300
053740	14	25	300
053760	16	25	300

Детские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050080	08	25	300
050100	10	25	300





Мужские, тип Тиманн*

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
053800*	10	25	300
053820*	12	25	300
053840*	14	25	300
053860*	16	25	300

*По предварительному заказу

EasiCath® Set (Изикет Сет) наборы для периодической самокатетеризации

Набор-мочеприемник EasiCath Set® (Изикет Сет) — комплексная система «3 в 1», содержащая в себе лубрицированный катетер с зафиксированным гидрофильным покрытием EasiCath®, ампулу со стерильным раствором для активации лубриканта катетера и мочеприемник. Набор EasiCath® Сет особенно удобен во время путешествий, когда нет доступа к чистой воде и туалету.

Объем мочеприемника в наборе EasiCath® Set (Изикет Сет) составляет 700 мл, катетер мужской с наконечником Нелатон различного размера по Шарьеру.



Мужские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
280050*	08	20	80
280060*	10	20	80
280070	12	20	80
280080	14	20	80
280090*	16	20	80
280100*	18	20	80

*По предварительному заказу

SpeediCath® катетеры для самокатетеризации лублицированные

Катетеры SpeediCath® (Спидикет) — это лублицированные катетеры для периодической катетеризации с зафиксированным гидрофильным покрытием, готовые к использованию.

Лублицированный катетер SpeediCath® находится в стерильном физиологическом растворе, не требует дополнительной активации водой, и готов к использованию сразу после вскрытия упаковки.
Лублицированный катетер SpeediCath® предназначен для однократного применения.

Катетеры SpeediCath® изготовлены из материалов не содержащих фталатов.

В ассортименте представлены катетеры SpeediCath® мужские, женские и детские различных размеров по Шарьеру.



Мужские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
284080*	08	30	300
284100	10	30	300
284120	12	30	300
284140	14	30	300



Женские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
285100	10	30	300
285120	12	30	300
285140	14	30	300



Детские, тип Нелатон

Код товара	Размер по Шарьеру	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
287060*	6	30	300
287080*	8	30	300
287100*	10	30	300

**По предварительному заказу*

СРЕДСТВА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ

К средствам при недержании мочи относятся уропрезервативы Conveen® (Конвин), мочеприемники Conveen® и аксессуары Conveen®: ремешки Conveen® и вешалка-крючок Conveen®, которые используются совместно в составе мочеприемной системы Conveen® для мужчин с недержанием мочи, либо для людей с цистостомой, нефростомой, уростомой.

Conveen® уропрезервативы

Уропрезервативы Conveen® (Конвин) предназначены для мужчин с недержанием мочи и используются совместно с мочеприемниками Conveen® в составе мочеприемной системы Conveen®.

В ассортименте представлены уропрезервативы, изготовленные из различных материалов.

Уропрезервативы Conveen® латексные изготовлены из гипоаллергенного латекса и подходят большинству пользователей.

Уропрезервативы Conveen® Секьюрити+ изготовлены из материала, не содержащего латекс, и предназначены для мужчин с повышенной чувствительностью к натуральному латексу.

В зависимости от способа фиксации различают уропрезервативы Conveen® с пластырем и уропрезервативы Conveen самоклеящиеся.

Уропрезерватив Conveen® с пластырем состоит из уропрезерватива и адгезивного пластыря в единой упаковке. Гидроколлоидный адгезивный пластырь сохраняет физиологическое состояние кожи, находящейся под ним, а свойства эластичности и «памяти» формы обеспечивают защиту от сдавления кровеносных сосудов, протекания и спадания уропрезерватива.

Уропрезерватив Conveen® самоклеящийся имеет адгезив, нанесенный на внутреннюю поверхность, и фиксируется на половом члене при раскручивании с помощью раскручивающей ленты.



С пластырем Секьюрити+*

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050210	21	30	180
050250	25	30	180
050300	30	30	180
050350	35	30	180
050400	40	30	180

*По предварительному заказу



Самоклеящиеся Секьюрити+*

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
052210	21	30	180
052250	25	30	180
052300	30	30	180
052350	35	30	180
052400	40	30	180

**По предварительному заказу*



С пластырем

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051200	20	30	480
051250	25	30	480
051300	30	30	480
051350	35	30	480
051400	40	30	480



Самоклеящиеся

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
052120	20	30	180
052000	25	30	180
052050	30	30	180
052100	35	30	180
052150	40	30	180

Conveen® мочеприемники

Мочеприемники (мешки для сбора мочи) Conveen® изготовлены из особо прочного материала, надежно предохраняющего от разрыва и протекания. На обратной поверхности мочеприемников Conveen® имеется специальная подложка, обеспечивающая комфортное ношение на ноге и защиту от раздражения кожи. Все мочеприемники Conveen® имеют антирефлюксный клапан, предотвращающий поступление мочи из наполненного мешка обратно в дренажную трубку, а также удобный сливной клапан.

Ножные мочеприемники предназначены для использования в активное (дневное) время суток, имеют относительно небольшой объем и анатомическую форму для комфортного и незаметного ношения на ноге под одеждой.

Ножные мочеприемники Conveen® Секьюрити+ отличаются наличием защищенной от перегибания гофрированной дренажной трубки.

Ножные мочеприемники Conveen® контурные имеют множество внутренних вертикальных полостей для равномерного распределения мочи.

Прикроватные мочеприемники Conveen® имеют большой объем, более длинную дренажную трубку и предназначены для использования ночью или во время постельного режима, когда нет возможности опорожнить мочеприемник в течение длительного времени.



Ножные Секьюрити+*

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051650	350	50	10	100
051610	500	50	10	100
051670	750	50	10	100



Ножные контурные

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
051700	600	45	10	100
051740	800	45	10	100



Прикроватные

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050620	1500	90	10	100



Прикроватные Бэйсик

Код товара	Объем, мл	Длина трубки, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
218040	2000	100	10	100

Conveen® аксессуары

Conveen® ремешки для крепления мочеприемника на ноге.

Ремешки Conveen® предназначены для крепления мочеприемника Conveen® на ноге, обеспечивая его комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке находятся 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника.

Conveen® вешалка-крючок.

Вешалка-крючок Conveen® предназначена для фиксации мочеприемника Conveen® на боковине кровати. Вешалка-крючок позволяет полностью развернуть мочеприемник и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.



Conveen® ремешки для крепления мочеприемника на ноге

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050501	10	100



Conveen® вешалка-крючок

Код товара	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
050700	10	100

СРЕДСТВА ПРИ НЕДЕРЖАНИИ КАЛА

Колопласт предлагает гигиеничное средство для решения проблемы недержания кала легкой и средней степени тяжести — анальные тампоны Peristeen® (Перистин).

Peristeen® анальный тампон

Анальный тампон Peristeen® имеет форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой. Для введения тампона в задний проход используется водорастворимый гель. После введения анального тампона Peristeen® в прямую кишку, покрывающая его пленка растворяется под воздействием естественного тепла и влаги, анальный тампон Peristeen® расширяется и удерживает каловые массы.

Анальный тампон предназначен для однократного применения. В ассортименте представлены анальные тампоны Peristeen® двух размеров: большой и маленький.



Peristeen® анальные тампоны

Код товара	Диаметр, мм	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
014510	45*	20	200
014500	37*	20	200

** В активированном состоянии*

СРЕДСТВА УХОДА ЗА РАНАМИ

Средства ухода за ранами Колопласт — это перевязочные средства для «влажного заживления» ран различной этиологии.

Перевязочные средства Колопласт контролируют экссудат, защищают рану от вторичного инфицирования, обеспечивают газообмен и термоизоляцию раны, атравматично и безболезненно удаляются.

Biatain® губчатые повязки

Губчатые повязки Biatain® (Байтейн) на основе трехмерного полимерного материала (вспененного полиуретена) обладают высокими сорбционными свойствами, создают необходимые условия для влажного заживления и предназначены для ухода за экссудирующими ранами.

Губчатые повязки Biatain® представлены в адгезивном и неадгезивном исполнении, имеют различные размеры и формы, в т.ч. на крестец и на пятку.



Адгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334200	12 x 12	10	240
334210	15 x 15	5	120
334230	18 x 18	5	80



Неадгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334100	10 x 10	10	240
334130	15 x 15	5	80
334160	20 x 20	5	80



На крестец

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334850	23 x 23	5	80



На пятку

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334880	19 x 20	5	80

Biatain® Ag губчатые повязки с серебром

Губчатые повязки с серебром Biatain® Ag (Байтейн Аг), разработанные на основе губчатых повязок Biatain®, обладают способностью абсорбировать экссудат, обеспечивают заживление инфицированных ран, а также ран с риском инфицирования с высоким уровнем экссудации.

Губчатые повязки с серебром Biatain® Ag (Байтейн Аг) представлены в адгезивном и неадгезивном исполнении.



Адгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
334640	15 x 15	5	80



Неадгезивные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
396220	10 x 10	5	240
396250	15 x 15	5	80

Comfeel® Plus (Плюс) гидроколлоидные повязки

Гидроколлоидные повязки Comfeel® Plus (Комфил плюс) представляют собой гидроколлоидные повязки, состоящие из влагоабсорбирующих частиц целлюлозы с добавлением альгината, инкапсулированных в синтетическую эластичную массу.

Гидроколлоидные повязки Comfeel® Plus регулируют влажную среду в ране, применяются для лечения ран различной этиологии со слабым и умеренным уровнем экссудации.

Гидроколлоидные повязки Comfeel® Plus представлены в нескольких модификациях, в т. ч. прозрачные и контурные для перевязки в области крестца, пяток, локтей, коленей.



Гидроколлоидные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
331100	10 x 10	10	120
331150	15 x 15	5	40
331200	20 x 20	5	40
331460	4 x 6	30	720



Прозрачные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
335330	10 x 10	10	240
335390	15 x 15	5	70
335450	20 x 20	5	50
335420	15 x 20	5	120
335480	5 x 25	5	140



Контурные

Код товара	Размер, см	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
332800	6 x 8	5	40
332830	9 x 11	5	50

Purilon® гель

Purilon® (Пурилон) гель — это гидрогель, обладающий абсорбирующими и гидратирующими свойствами, которые способствуют естественному аутолическому очищению раны. Purilon® гель создает условия влажной среды.

Purilon® гель преимущественно показан для сухих и влажных некротических ран, а также для смешанных ран с участками некротической и грануляционной ткани. Гель используется для создания условий влажного заживления раны.



Гелевая повязка

Код товара	Форма выпуска	Кол-во в розничной упаковке, шт.	Кол-во в экспортной упаковке, шт.
039000	6 x 8	10	180

Наша миссия

*Облегчить жизнь людей с деликатными
медицинскими потребностями*

Наши ценности

*Близость... чтобы лучше понимать
Стремление... чтобы изменять
Уважение и ответственность...
чтобы направлять нас*

Наше видение

*Следовать глобальному стандарту
«слышать и реагировать»*

Информационный портал для людей
с задержкой или недержанием мочи
www.uro-line.ru

Информационный портал для людей
со стомой
www.stomaline.ru



ООО «Колопласт»
Ленинградский пр-т, 72, корп. 2
Москва, 125315, Россия
Тел.: +7 495 937 53 90
info@coloplast.ru